

# ОЛМЕС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ





**ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ WIZARD**  
**МОДЕЛИ: WIZARD 60J | 80J | 100J**  
**МОДЕЛИ СО СТЕРЕОМИКРОСКОПОМ (3D VIEWER):**  
**WIZARD 60.3D | 80.3D | 100.3D**

Лазер WIZARD идеален для зуботехнической лаборатории, ювелирной мастерской или мастерской оптики. Большая камера, дисплей, настольное исполнение. Встроенная 2-мегапиксельная видеокамера для создания фото-и видеоархива всех проведенных работ. 100 программ сварки, 10 X увеличение микроскопа. Возможно подключение защитного газа (аргон), встроенное водяное охлаждение в комплекте.

**СТЕРЕОМИКРОСКОП LYNX 3D (VIEWER)**

Lynx является уникальным безокулярным стереомикроскопом для сложных задач, в которых требуется получение высококачественного стереоизображения. Безокулярные микроскопы Lynx обеспечивают значительное повышение свободы движений головы и снятие зрительного напряжения, что понижает стресс и усталость оператора при работе в течение длительного времени.

- Диапазон стереоувеличения x2.1 – x120 (стандартно x7 – x40)
- Запатентованная оптическая технология позволяет достичь великолепной зрительной координации движения рук при обработке объектов.

**Технические характеристики:**

	60J (60.3D)	80J (80.3D)	100J (100.3D)
Энергия импульса, Дж	0,1–60	0,1–80	0,1–100
Лазер, тип	Nd:YAG	Nd:YAG	Nd:YAG
Длина волны, нм	1,064	1,064	1,064
Продолжительность импульса, мс	0,5–20	0,5–40	0,5–40
Частота повторения, Гц	0,5–40	0,5–40	0,5–40
Размер пятна излучения лазера, мм	0,2–2,0	0,2–2,0	0,2–2,0
Тип охлаждения	Воздушное, водяное	Воздушное, водяное	Воздушное, водяное
Вес, кг	40	40	40
Габариты, ШxВxГ, мм	450x350x630	450x350x630	450x350x630

60J 576 000 РУБ. 12 800 €	80J 747 000 РУБ. 16 600 €	100J 792 000 РУБ. 17 600 €
60.3D 697 500 РУБ. 15 500 €	80.3D 792 000 РУБ. 17 600 €	100.3D 846 000 РУБ. 18 800 €

**ПРИМЕРЫ РАБОТ НА ЛАЗЕРЕ WIZARD (ОМЕС)**





ARIES.10

ARIES.11

### МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

**ARIES.10.P00 | ARIES.10.M.00 | ARIES.10.G.00**

**ARIES.11.P00 | ARIES.11.M.00 | ARIES.11.G.00**

Печи модели Aries 10 позволяют сохранить настройки одного цикла из трех стадий нагрева.

- Равномерный 4-х сторонний нагрев
- 3 температурных уровня
- Регулируемая скорость нагрева, ожидания и охлаждения
- ЖК-дисплей
- Микропроцессорное управление
- Максимальная температура нагрева до +1100 С

Печи модели Aries 11 с десятью циклами, каждый из четырех стадий нагрева.

- Равномерный 4-х сторонний нагрев
- 10 циклов, 4 температурных уровня
- Регулируемая скорость нагрева, ожидания и охлаждения
- ЖК-дисплей с отображением информации о текущем цикле
- Микропроцессорное управление
- Максимальная температура нагрева до +1100 С

Муфельная камера печей Aries из 4 отдельных частей гораздо устойчивее к перепадам температуры в отличие от цельного муфеля!

Модель	ARIES.10.P00	ARIES.10.M.00	ARIES.10.G.00
Мощность	1700	2400	2850
Макс. температура, °С	1100	1100	1100
Количество опок	3-6X	5-6X	8-6X
Габариты камеры, ШxГxВ, мм	120x160x90	160x260x110	160x260x110
Габариты, ШxГxВ, мм	330x530x620	410x560x650	410x660x650
Вес, кг	18	30	35

Модель	ARIES.11.P00	ARIES.11.M.00	ARIES.11.G.00
Мощность, Вт	1700	2400	2850
Макс. температура, °С	1100	1100	1100
Количество опок	3-6X	5-6X	8-6X
Габариты камеры, ШxГxВ, мм	120x160x90	160x160x110	160x260x110
Габариты, ШxГxВ, мм	330x530x620	410x560x650	410x660x650
Вес, кг	18	30	35

ARIES.10.P00

**55 800 РУБ.**

1 240 €

ARIES.10.M.00

**67 275 РУБ.**

1 495 €

ARIES.10.G.00

**80 775 РУБ.**

1 795 €

ARIES.11.P00

**73 350 РУБ.**

1 630 €

ARIES.11.M.00

**84 375 РУБ.**

1 875 €

ARIES.11.G.00

**97 425 РУБ.**

2 165 €



FOX.88/1.V



FOX.88/1.0

### ВАКУУМ СМЕСИТЕЛЬ

**FOX.88/1.V**

Автоматический вакуумный смеситель для работы с гипсом, паковочными и силиконовыми массами, оборудован вакуумным насосом и цифровым таймером для установки времени замешивания. Он уникален в своем роде, поскольку предлагает 32 цикла смешивания, тем самым отвечая всем параметрам замешивания, установленным производителями материалов.

В комплекте:

- стакан объемом 500 мл
- настольное и настенное крепления.

Дополнительная опция:

Вы можете заказать стакан объемом: 200, 1000 и 2000 мл.

### ВАКУУМ СМЕСИТЕЛЬ

**FOX.88/1.0**

Вакуумный смеситель для однородного замешивания паковочных масс и гипса, оборудован вакуумным насосом и цифровым таймером для точной установки времени замешивания. Фиксированная скорость вращения миксера.

В комплекте:

- стакан объемом 500 мл
- настольное и настенное крепления.

Дополнительная опция:

Вы можете заказать стакан объемом: 200, 1000 и 2000 мл.

FOX.88/1.V

FOX.88/1.0

Мощность, Вт	140	140
Скорость вращения миксера, об./мин.	400	400
Вес, кг	8	8
Габариты, ШxГxВ, мм	160x220x300	160x220x300

FOX.88/1.V

**58 500 РУБ.**

1 300 €

FOX.88/1.0

**44 450 РУБ.**

990 €


**ТРИММЕРЫ**
**SD.84.00 | SD.84.D.00 | SQ-OR**

Мощные триммеры серии SD:

- триммер SD.84.00. оснащен карборундовым шлифовальным диском и электромагнитным клапаном одностороннего действия для подачи воды
- триммер SD.84.D.00., укомплектованный алмазным диском, предназначен для сухой или влажной обработки
- триммер SQ-OR для ортодонтических работ, два мощных двигателя. Оснащен двумя карборундовыми дисками для влажной обработки моделей. Возможно укомплектование как карборундовыми, так и алмазными дисками по запросу. Гарантия 5 лет на мотор.

**Акция:** дополнительный диск при покупке триммера SD.84.00 в подарок!\*

Модель	SD.84.00	SD.84.D.00	SQ-OR
Мощность, Вт	850	850	900
Скорость вращения диска, об./мин.	2800	2800	1400
Вес, кг	14	22	37
Габариты, ШхГхВ, мм	300x320x400	300x320x400	530x400x320

SD.84.00

Диск: Карборундовый

**25 650 РУБ.**

570 €

SD.84.D.00

Диск: Алмазный

**45 000 РУБ.**

1000 €

SQ-OR

Диск: Карборундовый

**118 350 РУБ.**

2630 €

**ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ**
**MS.2.00 NEW | MS.1.00-2.00-3.00**

Пескоструйные аппараты моделей MS.1, MS.2, MS.3, одно-, двух-, трехмодульной конструкции, предназначенные, соответственно, на одну, две или три фракции песка.

 Пескоструйные аппараты оборудованы внутренним освещением, встроенной вытяжкой с бумажным мешком для накопления отработанной пыли. **По запросу пескоструйные аппараты оборудуются системой рециркуляции песка (дополнительное сопло диаметром 3,5 мм).** Модель MS.2.00.NEW комплектуется двухмодульной конструкцией, встроенным освещением и возможностью подключения к внешней системе вытяжки.

Модель	MS.1.00/ MS.1.R.00	MS.2.00/ MS.2.R.00	MS.3.00/ MS.3.R.00
Вес, кг	20	22	24
Габариты, ШхГхВ, мм	480x500x500	480x500x500	480x500x500
Диаметр сопла, мм	1	1-1,3	0,8-1-1,3

**MS.2.00.NEW**

Вес, кг	13
Габариты, ШхГхВ, мм	400x430x382
Диаметр сопла, мм	0,8-1



TR.87.00



TR.87.L.00

**РАЗРЕЗНЫЕ СТАНКИ**
**TR.87.00 | TR.87.L.00**

Разрезные станки для изготовления разборных моделей. Высокий крутящий момент. Диск с алмазным напылением. Электромагнитная фиксация столика для модели. Станки оснащены встроенной вытяжкой и освещением. Модель TR.87.L.00 оснащена лазерным указателем. Гарантия 5 лет на мотор.

Мощность, Вт	125
Скорость вращения диска, об./мин.	6000
Толщина диска, мм	0,2
Вес, кг	14
Габариты, ШхГхВ, мм	250x300x320

TR.87.00

**60 300 РУБ.**

1 340 €

TR.87.L.00

**79 875 РУБ.**

1 775 €

MS.1.00

**46 350 РУБ.**

1 030 €

MS.2.00

**54 675 РУБ.**

1 215 €

MS.2.00.NEW

**31 500 РУБ.**

700 €

MS.3.00

**65 925 РУБ.**

1 465 €

MS.1.R.00

**52 425 РУБ.**

1 165 €

MS.2.R.00

**59 400 РУБ.**

1 320 €

MS.3.R.00

**72 000 РУБ.**

1 600 €




### БОКС ДЛЯ ШЛИФМОТОРА VA.86.2F

Полностью автономный бокс для шлифовального мотора. Две независимые вытяжки, каждая с регулировкой мощности. Галогеновое освещение, встроенная система фильтрации. Защитные экраны. Розетка для подключения шлифмотора. Фильтры в комплекте.

Мощность, Вт	370
Вес, кг	60
Габариты, ШхГхВ, мм	760x490x490

101 925 РУБ.  
2 265 €



### БОКС ДЛЯ ШЛИФМОТОРА PS.86.00

Бокс для шлифовального мотора. В сочетании с шлифовальным станком VIP.2.00 создает идеальное полировальное рабочее место. Бокс приспособлен для присоединения к внешней вытяжке. Встроенное освещение. Прозрачные защитные экраны. Два поддона для сбора отходов.

Вес, кг	10
Габариты, ШхГхВ, мм	730x230x340

15 750 РУБ.  
350 €



### БОКС СО ВСТРОЕННЫМ ШЛИФМОТОРОМ ASP-PL4

Бокс со встроенным двухскоростным полировальным мотором, вытяжным устройством и модулем освещения – идеальное решение для полировки зуботехнических изделий.

Мощность, Вт	550
Скорость вращения фрезы, об./мин.	1400/2800
Вес, кг	46
Габариты, ШхГхВ, мм	670x500x510

125 325 РУБ.  
2 785 €



### ШЛИФМОТОР VIP.2.00

Шлифовальный двухскоростной мотор. Имеет низкий уровень шума. Приводной вал вращается на шариковых подшипниках, запуск – автоматический. Гарантия 5 лет на мотор.

#### Комплектующие:

- > Конусовидный наконечник левосторонний.
- > Наконечник для полиров.
- > Наконечник для отрезных кругов.

Мощность, Вт	170/400
Скорость вращения диска, об./мин.	1,400/2,800
Вес, кг	10
Габариты, ШхГхВ, мм	360x210x260

21 600 РУБ.  
480 €



### ШЛИФМОТОР PL3

Двухсторонний двухскоростной мотор для полировки. Запуск – автоматический. Низкий уровень шума при работе. Полностью металлический корпус. Гарантия 5 лет на мотор.

#### Комплектующие:

- > Конусовидный наконечник левосторонний.
- > Конусовидный наконечник правосторонний

Мощность, Вт	170/400
Скорость вращения диска, об./мин.	1,400/2,800
Вес, кг	10
Габариты, ШхГхВ, мм	360x210x260

28 800 РУБ.  
640 €





**ФРЕЗЕР  
MOLE.97.00**

Фрезер для пластиковых и гипсовых моделей. Бесшумный и мощный двигатель. Твердосплавная фреза в комплекте. Ротор двигателя динамически сбалансирован. Требуется подключение к пылесосу. Гарантия 5 лет на мотор.

Мощность, Вт	130
Скорость вращения, об./мин.	2,800
Вес, кг	5
Габариты, ШхГхВ, мм	∅ 160x290

**31 500 РУБ.**  
700 €



**ПОЛИМЕРИЗАТОР ДЛЯ ПЛАСТМАСС  
PL.06.00**

Полимеризатор водяной для полимеризации пластмасс в зуботехнической лаборатории. Корпус из нержавеющей стали, специальная крышка не позволяет парам попадать в открытый воздух. Электронное программирование на 2 фазы (подогрев и полимеризация/кипячение). Время подогрева и кипячения программируются при помощи панели управления.

Мощность, Вт	1100
Вместимость кювет	6–10
Габариты камеры, ШхГхВ, мм	150x310x260
Габариты, ШхГхВ, мм	190x420x380
Вес, кг	8

**45 450 РУБ.**  
1010 €



VIBR-X-15



VIBR-X-24



VIBR-X-34

**ВИБРОСТОЛИКИ  
VIBR-X-15 | VIBR-X-24 | VIBR-X-34**

Вибростолы разработаны для достижения наилучшего качества при заливке гипса и паковочных масс. Регулировка интенсивности вибрации. Доступны в трех моделях разного размера и мощности. Столик выполнен из резины, съемный и легко чистится. Можно поставить от одного до 6 цилиндров, в зависимости от размера столика.

	VIBR-X-15	VIBR-X-24	VIBR-X-34
Мощность, Вт	80	150	200
Вес, кг	3	5	10
Габариты, ШхВхГ, мм	160x130	250x150x120	350x250x130

VIBR-X-15

**9 225 РУБ.**  
205 €

VIBR-X-24

**10 350 РУБ.**  
230 €

VIBR-X-34

**15 300 РУБ.**  
340 €



**ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  
AP.93.00 | AP.96.0**

Портативный пылесос для зуботехнических лабораторий, модель AP.93.00 – объем камеры для отходов 14 литров, или модель AP.96.00 – 25 литров. Идеально подойдет для следующего оборудования OMEC: пескоструйный аппарат MS.2.00 NEW, фрезер MOLE.97.00, триммер SD.84.D.00 и бокс PS.86.00.

Модель	AP.93.00	AP.96.00
Мощность, Вт	1000	1000
Производительность, м³/ч	150	150
Уровень шума, дБ	67	72
Объем бункера, л	14	25
Вес, кг	8	13
Габариты, ШхГхВ, мм	340x340x540	340x340x730

AP.93.00

**14 400 РУБ.**  
320 €

AP.96.0

**17 775 РУБ.**  
395 €



### ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ PI.88.00

Гидравлический пресс предназначен для обжатия от 1 до 3 кювет, максимальное давление 15000 кг. Гидравлическая система полностью герметична и не требует никакого обслуживания.

Вес, кг	21
Расстояние между колоннами, мм	120
Расстояние между пластинами, мм	250
Макс. давление, кг	15000
Габариты, ШxГxВ, мм	200x190x500

**19 125 РУБ.**  
425 €



### ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ-ЛОЖКА SP.11.00

Цифровые весы-ложка SP.11.00 предназначены для измерения малых и точных количеств сплава и паковочных масс. В комплекте два ковша. Функция автовыключения. Индикатор низкого заряда батареи. Индикация перегрузки. Функция фиксации измеренного значения. Батарейки в комплект не входят.

Предел измерения, г	200
Точность, г	0,1
Тип питания	2 батареи типа AAA

**1 305 РУБ.**  
29 €



GP.92.3



GP.92.5

### ПАРОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ GP.92.3 | GP.92.5

Пароструйный аппарат генерирует пар под давлением 3,5 бар (GP.92.3) и 5 бар (GP.92.5). Аппараты оснащены емкостью из нержавеющей стали. Все функции аппарата контролируются платой управления, что обеспечивает максимальную защиту и безопасность в работе. Заправка осуществляется дистиллированной водой вручную. Модель GP.92.5 помимо увеличенной емкости для воды и увеличенной мощности пара оснащена смотровым стеклом для наблюдения за уровнем воды и кнопкой подачи горячей воды.

	GP.92.3	GP.92.5
Мощность, Вт	1600	1800
Давление пара, бар	3,5	5
Объем бака, л	3	5
Вес, кг	13	15
Габариты, ШxГxВ, мм	270x350x400	270x400x400

GP.92.3

**13 950 РУБ.**  
310 €

GP.92.5

**37 575 РУБ.**  
835 €



### СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК STING.99.00

Сверлильный станок предназначен для изготовления разборных моделей. Укомплектован лазерным указателем, расположенным на одной оси с самим сверлом. Регулировка глубины сверления. Отсек для хранения инструментов. Гарантия 5 лет на мотор.

Мощность, Вт	100
Скорость вращения фрезы, об./мин.	2800
Вес, кг	10
Габариты, ШxГxВ, мм	200x210x360

**43 200 РУБ.**  
960 €



## **ОМЕС SNC (ИТАЛИЯ)**

Фирма ОМЕС была основана в 1961 году господином Ренато Карневале, который является нынешним владельцем компании ОМЕС.

Более 50 лет компания специализируется в областях электроники и электромеханики.

В настоящее время ОМЕС является одной из ведущих компаний в производстве зуботехнического и ювелирного оборудования. Непрерывное развитие технологий и внутренние исследования вывели компанию на мировой уровень.

В Милане находятся технические и коммерческие офисы, исследовательский отдел, производственная линия и склад запасных частей. Компания располагается на площади в 3200 кв. м.

Особенное внимание ОМЕС выделяет этапу тестирования продукции после производства. Каждая единица продукции проходит проверку соответствия современным стандартам ЕС.

**Гарантия европейского качества!**

## **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20  
тел.: (495) 620-97-34, факс: (495) 330-54-58  
e-mail: mail@stomatorg.ru

## **ОФИС ОПТОВЫХ ПРОДАЖ**

142718 г. Москва, Симферопольское шоссе, д. 3  
тел./факс: (495) 620-97-32  
e-mail: rafis@stomatorg.ru

**WWW.STOMATORG.RU**